



LOS INSERTOS NO ORIGINALES PUEDEN COSTAR MUCHO MÁS

ACTEON® fabrica, desde hace muchos años, insertos respetuosos con los tejidos dentales y las vibraciones que transmiten están perfectamente sincronizadas con la pieza de mano que las genera. Las imperfecciones potenciales en la compatibilidad de insertos fabricados por terceros y por lo tanto "NO ORIGINALES", tanto a nivel físico como electrónico, pueden resultar en riesgos y desgastes prematuros en sus generadores.

Riesgos para el paciente

- ▶ Riesgo de dañar los tejidos del paciente (esmalte, cemento, etc.).
- ▶ Riesgo de rotura del inserto, que puede ser tragado o inhalado por el paciente, o incluso perderse entre los tejidos.

Riesgo para el equipo

Riesgo de sobrecalentamiento de la pieza de mano (lo que significa una disminución de su rendimiento electromecánico), que puede resultar en daños en la pieza de mano.

Pérdida de eficiencia

El desgaste de los insertos altera su eficiencia (-2mm = -50% de eficiencia), reduce su aspereza, su vibración y su movimiento.

Obviamente, la responsabilidad de ACTEON®, tanto en el capítulo de responsabilidad civil como en el de garantías posventa, no se aplicará para daños provocados por la utilización de accesorios que no sean originales de la marca.

Vuelva siempre a los insertos ACTEON®.



Rosca normal con insertos ACTEON®



Rosca desgastada con insertos "no originales" ACTEON®



Rosca rota con insertos "no originales" ACTEON®